脉搏、语音及图像信号的傅里叶分析

(本实验上课需自带 U 盘)

一、实验简介

任何波形的周期信号均可用傅里叶级数来表示。傅里叶级数的各项代表了不同频率的正弦或余弦信号,即任何波形的周期信号都可以看作是这些信号(谐波)的叠加。利用不同的方法,可以从周期信号中分解出它的各次谐波的幅值和相位。也可依据信号的傅里叶级数表达式,将各次谐波按表达式的要求叠加得到所期望的信号。

二、实验目的

- 1、了解常用周期信号的傅里叶级数表示。
- 2、了解周期脉搏信号、语音信号及图像信号的傅里叶分析过程
- 3、理解体会傅里叶分析的理论及现实意义

三、实验仪器

脉搏语音实验仪器, 数字信号发生器, 信号加法器, 电脑

四、实验原理

1、周期信号傅里叶分析的数学基础

任意一个周期为 T 的函数 f(t)都可以表示为傅里叶级数:

$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\omega_0 t) d(\omega_0 t)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\omega_0 t) \cos(n\omega_0 t) d(\omega_0 t)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\omega_0 t) \sin(n\omega_0 t) d(\omega_0 t)$$

其中 ω_0 为角频率,称为基频, a_0 为常数, a_n 和 b_n 称为第 n 次谐波的幅值。任何周期性非简谐交变信号均可用上述傅里叶级数进行展开,即分解为一系列不同次谐波的叠加。

对于如图 1 所示的方波,一个周期内的函数表达式为:

$$f(t) = \begin{cases} h & (0 \le t < \frac{\pi}{2}) \\ -h & (-\frac{\pi}{2} \le t < 0) \end{cases}$$

其傅里叶级数展开为:

$$f(t) = \frac{4h}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{2n-1}) \sin(2n-1)\omega_0 t$$

= $\frac{4h}{\pi} (\sin \omega_0 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_0 t + \cdots)$

同理:对于如图 2 所示的三角波,函数表达式为:

$$f(t) = \begin{cases} \frac{4h}{T} t & (-\frac{T}{4} \le t < \frac{\pi}{4}) \\ 2h(1 - \frac{2t}{T}) & (\frac{T}{4} \le t < \frac{3T}{4}) \end{cases}$$

其傅里叶级数展开为:

$$f(t) = \frac{8h}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (\frac{1}{2n-1})^2 \sin(2n-1)\omega_0 t$$
$$= \frac{8h}{\pi^2} (\sin \omega_0 t - \frac{1}{3^2} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5^2} \sin 5\omega_0 t + \cdots)$$




图 1 方波

图 2 三角波

从以上各式可知,任何周期信号都可以表示为无限多次谐波的叠

加,谐波次数越高,振幅越小,它对叠加波的贡献就越小,当小至一定程度时(谐波振幅小于基波振幅的 5%),则高次的谐波就可以忽略而变成有限次数谐波的叠加,这对设计仪器电路是很有意义的。

实验内容



1、 傅里叶级数的合成

标准信号/外接



(1)利用数字信号发生器产生频率分别为 100Hz、300Hz、500Hz 的正弦信号,并使其位相相同,振幅比为: 1:1/3: 1/5,将上述三个信号, 分别通过加法器输入到**傅里叶分析仪,观察并记录其波形。** 信号发生器 CH1 输出 正弦波 100Hz 3Vpp

CH2 输出 正弦波 300Hz 1Vpp

CH3 输出 正弦波 500Hz 0.6Vpp

观察和记录波形,进行傅里叶分析,"相对强度"栏中观察频率和相对强度的特征

截图(在电子报告中命名为: 图1信号发生器合成方波)

(2)利用数字信号发生器产生方波,输入到**傅里叶分析仪**,并将其与上述合成后的信号相比较。两者有何差异?试分析引起的原因,应如何消除?

信号发生器 CH1 输出 方波 100Hz 3Vpp

CH2 关闭

CH3 关闭

观察和记录波形,进行傅里叶分析,"相对强度"栏中观察频率和相对强度的特征

截图(在电子报告中命名为: 图 2 信号发生器输出方波)

在电子报告中回答:比较图 1 和图 2,列举差异之处,并分析原因和指出减小差异的方法。

(3)利用数字信号发生器产生频率分别为 200Hz、600Hz、1000Hz 的正弦信号,振幅比为: 1:1/3²:1/5²,并且保证其相位相差 180°,然后通过加法器输入到**傅里叶分析仪,观察并记录其波形**,并与数字信号发生器产生的三角波相比较。

信号发生器 CH1 输出 正弦波 200Hz 2.25Vpp

CH2 输出 正弦波 600Hz 0.25Vpp 180°

CH3 输出 正弦波 1000Hz 0.09Vpp

观察和记录波形,进行傅里叶分析,"相对强度"栏中观察频率和相对强度的特征

截图(在电子报告中命名为: 图 3 信号发生器合成三角波)

信号发生器 CH1 输出 三角波 200Hz 2.25Vpp

CH2 关闭

CH3 关闭

观察和记录波形,进行傅里叶分析,"相对强度"栏中观察频率和相对强度的特征

截图(在电子报告中命名为: 图 4 信号发生器输出三角波)

在电子报告中回答:比较图 3 和图 4,列举差异之处,并分析原因和指出减小差异的方法。

2. 标准信号/内接





利用**傅里叶分析仪**分别产生**方波**与三角波,进行**傅里叶分析,记录各** 正弦波频率以及相对的幅度之间的关系,**并与上述加法器输入信号相** 比较。

滤波与选频分析:

对上述傅里叶分析的频谱,分别选择低频段和高频段信号通

过傅里叶反变换,观察它们图像并导出保存,试分析**低通滤波**和**高通**滤波图像的区别。

(1) 标准信号: 方波 频率 1 幅值 50

	标准信号	EZ
	□ 正弦波	
	频率: 10.0 幅值: 20.0	
	□ 三角波	
	频率: 1 幅值: 100 占空比: 0.5	
	☑ 方波	
	频率: 1 幅值: 50 占空比: 0.5	

观察和记录波形,进行傅里叶分析,"相对强度"栏中观察频率和相对强度的特征

进行选频,选择3个较小频率正弦信号做频率合成

截图(在电子报告中命名为: 图 5 内置方波信号的分解和低通滤波) 在电子报告中回答: 比较图 5 中"相对强度"栏,指出实验频谱特征 与理论预测的异同,并分析原因,比较图 2 和图 5 "相对强度"栏中, 频率和幅值的比例关系

在电子报告中回答:比较图 5 中"时域图"和低通滤波"合成图", 列举异同,并分析原因

重新进行选频,选择3个较大频率正弦信号做频率合成

截图(在电子报告中命名为:图6内置方波信号的分解和高通滤波) 在电子报告中回答:比较图6中"时域图"和低通滤波"合成图", 列举异同,并分析原因

(2) 标准信号: 三角波 频率 1 幅值 100

标准信号	×
□ 正弦波	
频率: 10.0 幅值: 20.0	
☑ 三角波	1
频率: 1 幅值: 100 占空比: 0.5	
□ 方波	
频率: 10.0 幅值: 20.0 占空比: 0.5	

察和记录波形,进行傅里叶分析,"相对强度"栏中观察频率和相对强度的特征

进行选频,选择2个较小频率正弦信号做频率合成

截图(在电子报告中命名为: 图 7 内置三角波信号的分解和低通滤波)

在电子报告中回答:比较图 7 中"相对强度"栏,指出实验频谱特征与理论预测的异同,并分析原因,比较图 4 和图 5 "相对强度"栏中,频率和幅值的比例关系

在电子报告中回答:比较图 7 中"时域图"和低通滤波"合成图", 列举异同,并分析原因

重新进行选频,选择2个较大频率正弦信号做频率合成

截图(在电子报告中命名为:图 8 内置三角波信号的分解和高通滤波)

在电子报告中回答:比较图 8 中"时域图"和低通滤波"合成图",列举异同,并分析原因

- 3. "脉搏信号"的傅里叶分析
- (1) 用**傅里叶分析仪**软件中提供的"脉搏信号"模块和脉搏语音仪 上的光电探测器测试自己脉搏波的信号,观察你的脉搏信号。



(2)选择完整的周期信号进行频谱分析,并选择合适的频段,测量 其中心频率。

截图(在电子报告中命名为:图9脉搏信号)

"相对强度"栏中观察频率和相对强度的特征

在电子报告中记录中心频率 f1

(3) 深呼吸后, 重复上述实验, 请比较两次中心频率的变化。

截图(在电子报告中命名为:图10深呼吸后的脉搏信号)

"相对强度"栏中观察频率和相对强度的特征

在电子报告中记录中心频率 f2, 并比较 f1 和 f2 的变化

- 4. 语音信号的傅里叶分析与识别
- (1) 用傅里叶分析仪软件提供的"语音信号"模块,通过外置麦克风采集语音信号,并选择合适的频段,记录该频段语音信号的傅里叶分析频谱。



采样,频谱变换,"相对强度"栏中观察频率和相对强度的特征选频,合成,与原信号对比

截图(在电子报告中命名为:图11语音信号)

(2) 语音对比

利用软件提供的"语音对比"模块,通过麦克风采集两次相同或不同元音的信号,重复上述过程,分别记录两次频谱的分布,体验语音识别功能。



完成"a"音的通道 A信号采集,频谱变化;通道 B信号采集,频谱变换;语音识别和谱线对比

截图(在电子报告中命名为:图12语音a的识别)

完成"i"音的通道 A 信号采集,频谱变化;通道 B 信号采集,频谱变换;语音识别和谱线对比

截图 (在电子报告中命名为:图 13 语音 i 的识别)

(3)"长时语音"

通过外置麦克风采集一段语音信号,并观察傅里叶分析频谱实时频谱

变化。




录音,傅里叶分析,截图(在电子报告中命名为:图14长时语音)

5. 图像信号的傅里叶分析

用傅里叶分析仪软件提供的"图片分析"模块,分别选择图片"双缝"、 "彩色十字"、"光字"以及"箭头"进行空域的**傅里叶**频谱分析。分 别选择低通和高通滤波器进行滤波,记录所用滤波器的参数并将滤波 后的图片导出保存。



(1) 打开图片,选择"双缝"图片,灰度变换,频谱变换 在滤波器栏中选择低通滤波:矩形,长度 50,宽度 50



图像滤波,截图(在电子报告中命名为:图 15 双缝图片低通滤波) 在滤波器栏中选择高通滤波:矩形,长度 50,宽度 50

图像滤波器					×	
高通滤波器						
☑ 矩形	长度:	50.0	宽度:	50.0		
□ 圆形	直径:	10.0				
低通滤波器						
1以世派派汉帝						
1年形	长度:	50	宽度:	50		
	长度:	50	宽度:	50		

图像滤波,截图(在电子报告中命名为:图16双缝图片高通滤波)

(2) 对图片"彩色十字"、"光字"以及"箭头"重复以上步骤 截图(在电子报告中命名为:图 17彩色十字图片低通滤波,图 18彩 色十字图片高通滤波,图 19光字图片低通滤波,图 20光字图片高通 滤波,图 21箭头图片低通滤波,图 22箭头图片高通滤波,) 在电子报告中回答:比较"原图片"和"低通滤波图",列举异同并 分析原因;比较"原图片"和"高通滤波图",列举异同并分析原因 注意:本实验最终实验报告提交 pdf 电子版即可,请按时发送至邮箱: phylabsustc@163.com,报告文件名命名格式:学号+姓名+做实验日 期+座位号+"傅立叶报告",来做实验请自备 u 盘拷贝数据。

报告要求

本实验最终实验报告提交 pdf 电子版即可,请按时发送至邮箱:

phylabsustc@163.com。

报告文件名命名格式: 学号+姓名+做实验日期+座位号+"傅立叶报告"。

实验名称

脉搏、语音及图像信号的傅里叶分析

实验目的

- 1、了解常用周期信号的傅里叶级数表示。
- 2、了解周期脉搏信号、语音信号及图像信号的傅里叶分析过程。
- 3、理解体会傅里叶分析的理论及现实意义。

实验仪器

脉搏语音实验仪器,数字信号发生器,信号加法器,电脑

实验原理

阅读实验讲义,重点弄清以下问题。

- 1. 仟一周期函数的傅里叶级数展开公式。
- 2. 方波,三角波的傅里叶级数展开公式。

实验内容

阅读实验讲义,简要概括。

数据记录

对照所有实验内容。每一小项都应有相应截图对应。图片截图要求能看清实验日期。

以下内容为课后完成部分

数据处理

比较分析截图中的信号图像或数据,回答实验内容上每一小项的提问。

误差分析

定性误差分析即可。

实验结论

简要陈述实验方法及结果,实验结果是否与傅里叶原理相符,如果不相符,简述原因。